

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05010-W**
Bezeichnung: **MED-COMFORT**
PP-Vlies Besuchermantel
mit 4 Druckköpfen



GRÖßEN					
	S	M	L	XL	XXL
Breite	65 cm	67 cm	69 cm	71 cm	73 cm
Länge	106 cm	108 cm	110 cm	112 cm	114 cm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	☒ Polypropylen (PP)	☐ Polyethylen (PE)	☐ SMS				
Farbe	☐ Blau [B]	☐ Grün [G]	☐ Orange [O]	☐ Rot [R]	☒ Weiß [W]	☐ Gelb [Y]	☐ Hellblau [LB]
	☐ Dunkelblau [DB]	☐ Dunkelgrün [DG]					
Verschluss	☐ zum Binden	☐ Reißverschluss	☒ Druckknöpfe	☐ Klettverschluss			
Eigenschaften	☐ Trikotbündchen	☒ Gummizug-Bündchen	☐ latexfrei	☐ Kapuze	☒ Kragen	☐ teillaminert	☐ angenähte PE-Ärmelschoner
	☐ kürzbar durch Perforation	☐ geblockt	☐ Staubschutz	☐ gehämmert	☐ kurze Ärmel	☐ mit Pappaufhänger	☒ einzeln gefaltet

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	☐ Kategorie I	☐ Kategorie II	☐ Kategorie III	☒ kein PSA-Artikel			
MP-Verordnung (EU) 2017/745	☐ Klasse I	☐ Klasse II	☐ Klasse III	☐ steril	☐ mit Messfunktion	☒ kein Medizinprodukt	
Lebensmittel-Kontakt (EG) 1935/2004	☒ saure Lebensmittel	☒ wässrige Lebensmittel	☒ fette Lebensmittel	☒ alkohol. Lebensmittel	☒ trockene Lebensmittel	☐ kein Lebensmittelkontakt	

NORMUNG							
geprüft nach	☐ DIN EN 14126	☐ ISO 16603	☐ ISO 16604	☐ ISO 22610	☐ ISO 22611	☐ ISO 22612	
	☐ EN ISO 13688	☐ EN 13034					

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05010-W**
Bezeichnung: **MED-COMFORT**
PP-Vlies Besuchermantel
mit 4 Druckköpfen



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Beutel	
Stück pro Unterverpackung	1	
GTIN Unterverpackung Gr. S	4044941019901	
GTIN Unterverpackung Gr. M	4044941019918	
GTIN Unterverpackung Gr. L	4044941019925	
GTIN Unterverpackung Gr- XL	4044941019932	
GTIN Unterverpackung Gr. XXL	4044941019949	
Maße & Größe		
Länge	330 mm	
Breite	290 mm	
Höhe	-	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
S	56 g	58 g
M	59 g	61 g
L	63 g	65 g
XL	65 g	67 g
XXL	67 g	69 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
Allgemeines		
Palettenart		Europalette
Maße & Größe		
Kartons pro Lage		10
Lagen pro Palette		6
Palettenhöhe		159 cm
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
S	204 kg	229 kg
M	213 kg	238 kg
L	225 kg	250 kg
XL	231 kg	256 kg
XXL	237 kg	262 kg

LOGISTISCHE DATEN UMPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Karton	
Unterverpackungen je Umverpackung	50	
GTIN Umverpackung Gr. S	4044941019963	
GTIN Umverpackung Gr. M	4044941019970	
GTIN Umverpackung Gr. L	4044941019987	
GTIN Umverpackung Gr. XL	4044941019994	
GTIN Umverpackung Gr. XXL	4044941010006	
Maße & Größe		
Länge	326 mm	
Breite	266 mm	
Höhe	240 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
S	2.900 g	3.400 g
M	3.050 g	3.550 g
L	3.250 g	3.750 g
XL	3.350 g	3.850 g
XXL	3.450 g	3.950 g

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05010-W**
Bezeichnung: **MED-COMFORT**
PP-Vlies Besuchermantel
mit 4 Druckköpfen



WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lagerung/ Verfallzeit	Produkt in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (Laserdrucker, -kopierer) lagern. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Das Verfallsdatum – gültig bei ordnungsgemäßer Lagerung – befindet sich auf der Verpackung.
Nutzung und Überprüfung	Produkt immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die vorgesehene Verwendung geeignet sind. Vergewissern Sie sich, dass die Größe mit der des Benutzers übereinstimmt. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt keine Mängel aufweist und in gutem Zustand ist (keine Löcher, nicht vernähte Teile usw.). Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch vorgesehen
Entsorgung	Das gebrauchte Produkt ist entsprechend der Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgers zu entsorgen. Unbenutzte Produkte können mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Warnhinweise	Längeres Tragen kann zu Hitzebelastung führen. Dieses Produkt ist entflammbar - von Feuer fernhalten.
An- und Ausziehanleitung	ART DES ANZIEHENS: • Vergewissern Sie sich, dass die Größe mit der des Benutzers übereinstimmt. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor. • Vergewissern Sie sich, dass das Produkt keine Mängel aufweist und in gutem Zustand ist (keine Löcher, nicht vernähte Teile usw.). • Öffnen Sie den Kittel und ziehen Sie sich ihn an. Achten Sie dabei darauf, dass das Kleidungsstück nicht reißt. Verschließen Sie den Kittel, indem Sie das Taillenband um ihren Körper wickeln und mit einer Schleife verschließen. ART DES AUSZIEHENS: • Lösen Sie die Taillen- und Kragenbindungen und ziehen Sie den Schutzmantel aus.