



Plum Hånddesinfektion

85% Gel

Hånddesinfektion



Alkoholbaseret hånddesinfektion 85% i gel form.

Anvendelsesområde

Kan anvendes i alle situationer, hvor der er behov for hånddesinfektion. Især velegnet til brug i sundhedssektoren i forbindelse med behandling og patientpleje på hospitaler, plejehjem, klinikker mm. Hænderne er vores største smittekilde. Hyppig håndvask og hånddesinfektion i henhold til retningslinjerne mindsker risikoen for smittespredning markant.

Hånddesinfektion 85% Gel findes i forskellige forpackningsstørrelser som egner sig til forskellige formål. Find din foretrukne forpackningsstørrelse og et dispensersystem, der passer til din arbejdsplads.

Produktegenskaber

Alkoholbaseret hånddesinfektion i gelform. Reducerer effektivt vegetative bakterier, gærsvampe og vira fra hænderne og minimerer dermed smittespredning. Indeholder 85% denatureret ethanol. Denatureret med 6% IPA. Indeholder glycerol, der forhindrer udtørring af huden. Uparfumeret. Opfylder kravene i EN14885. CEI vurderet.

Dokumenteret effekt:

- EN1500 Bactericidal activity ved 30 sek. kontakttid
- EN13727 Bactericidal activity ved 30 sek. kontakttid
- EN13624 Yeasticidal activity ved 30 sek. kontakttid
- EN14348 Mycobactericidal activity ved 30 sek. kontakttid
- EN14476 Virucidal activity - limited spectrum ved 30 sek. kontakttid
- EN17430 Virucidal activity ved 30 sek. kontakttid

Brugsanvisning

Anvendes på rene og tørre hænder. En passende mængde indgribes i hænderne, så de er fugtige i 30 sekunder. Fordel grundigt på hver finger, mellem fingre, på håndrygge, på håndflader og omkring håndled.

Indhold

Ingrediens

Effekt

Denatureret ethanol

85%

Aktivt stof

Opbevaring

Opbevares ved 0-30°C.
Holdbarhed: 36 måneder fra produktionsdato.

Udseende og duft

Uden farve og parfume.

Produktionsland

DANMARK

Anvendelses- og miljøsikkerhed

Biocidprodukt. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse. Sikkerhedsdatablad findes på www.kiilto.dk.

Emballagematerialer

Emballagen på vores produkter er fremstillet af plast og karton, som er genanvendelige materialer. Vi ønsker, at emballage fra vores produkter genanvendes, når det er muligt.
På www.kiilto.dk kan du læse mere om vores emballage, samt hvordan det kan genanvendes.

Forpakningsstørrelse / Varenummer	Salgsenhed	Varenummer	GTIN	GTIN (salgsenhed)	Package type
	10 x 1 l	3957	5701684395721	5701684395714	Flaske
	6 x 1 l	3955	5701684395523	5701684395516	Pose
	3 x 5 l	3913	5701684391327		Dunk
	16 x 75 ml	3952	5701684395226	5701684395219	Flaske
	10 x 120 ml	3959	5701684395929	5701684395912	Flaske
	24 x 150 ml	3962	5701684396223	5701684396216	Flaske
	12 x 500 ml	3949	5701684741726		Pumpeflaske
	15 x 600 ml	3951	5701684395127	5701684395110	Pumpeflaske



Standard tilbehør	1 l flaske:	4279 CombiPlum Tråddispenser
	1 l pose:	4283 CombiPlum EASY dispenser 4292 CombiPlum Plast dispenser 4279 CombiPlum Tråddispenser 4203 CombiPlum Electronic dispenser
	5 l dunk:	4115 Vægholder
	75 ml flaske:	4198 Metalclips
	120 ml flaske:	4198 Metalclips
	150 ml flaske:	-
	500 ml flaske	-
	600 ml pumpeflaske:	4194 Dispenso vægholder 133-1 Dispenso vægholder m. arm 4197 Dispenso mobil holder

Øvrig information

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.